

Le Coussin Chauffant Dr Clark

Manuel d'instruction et information sur la garantie



Coussin Chauffant Dr Clark

Ce manuel est approprié pour toutes les tailles du **Coussin Chauffant Dr Clark**.

AVERTISSEMENT: S'il vous plaît, utiliser avec prudence, ne pas utiliser sur une peau sensible, sur des plaies ouvertes ou sur des régions du corps où la circulation sanguine n'est pas bonne.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des enfants ou des personnes handicapées. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en service. **Lisez ce manuel au complet.**

Pour des questions au sujet de votre coussin chauffant Dr Clark, veuillez, s'il vous plaît, contacter le Dr Clark Zentrum ou bien, en France, Vivre Naturel : drclark-France.com ou vivrenaturel.com.

Bénéfices à espérer

- Contribue à donner un soulagement temporaire des douleurs et raideurs articulaires et musculaires mineures.
- Contribue à donner un soulagement temporaire des douleurs articulaires associées à l'arthrite.
- Contribue à donner un soulagement temporaire aux spasmes musculaires.
- Contribue à donner un soulagement temporaire aux entorses ou foulures mineures et aux stress.
- Contribue à donner un soulagement temporaire aux douleurs dorsales musculaires mineures.
- Contribue à susciter un accroissement temporaire de la circulation sanguine locale là où l'appareil est appliqué.
- Contribue à la détente des muscles.
- Chauffe et est prêt à utiliser en moins de 5 minutes.
- Utilise des ions négatifs pour aider à soulager le stress et stimuler l'énergie.

Coussin Chauffant Dr Clark - Manuel de l'Utilisateur



Les différents composants du Coussin Chauffant Dr Clark

Caractéristiques

- Sac de voyage sur mesure.
- Contrôleur numérique avec arrêt automatique.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds de long.
- Pierres de Jade de qualité Premium.



La sacoche du Coussin Chauffant Dr Clark

Contenu de votre paquet

Votre Coussin Chauffant Dr Clark contient les composants suivants:

1. Le package complet est contenu à l'intérieur du sac de voyage
2. Le Coussin Chauffant Dr Clark
3. Un contrôleur numérique
4. Un convertisseur de puissance
5. Un cordon d'alimentation



Identification des composants du Coussin Chauffant Dr Clark

Instructions d'Assemblage

Préparation: S'il vous plaît, ouvrez le sac et étalez tous les composants, et vérifiez tout afin de vous assurer qu'il n'y a pas de pièces endommagées.

Étape 1: S'il vous plaît, connectez le contrôleur numérique au coussin avec le connecteur 4 broches (le plus petit des deux). Vous aurez besoin d'insérer et visser, le doigt serré.

Étape 2: S'il vous plaît, vissez le fil qui vient du pad lui-même dans le convertisseur de puissance. La pièce est un connecteur à 4 broches (le plus grand des deux) que vous aurez besoin d'insérer et de visser, le doigt serré.

Étape 3: S'il vous plaît, branchez l'extrémité appropriée du cordon d'alimentation dans le convertisseur de puissance.

Étape 4: Vous êtes maintenant prêt à brancher le cordon d'alimentation dans la prise murale. Vous avez maintenant terminé l'assemblage du Coussin Chauffant Dr Clark. S'il vous plaît, référez-vous au contrôleur et aux **instructions d'utilisation** pour avoir les détails complets pour l'utilisation du coussin en toute sécurité et de manière correcte.

Instructions de Contrôle



Panneau de Contrôle du Coussin Chauffant Dr Clark

Allumer / Éteindre :

Le contrôleur numérique vous permet de mettre l'appareil sur "On" ou sur "Off" (l'allumer ou l'éteindre), tout simplement en appuyant sur le bouton **On / Off**. Une fois que vous allumez l'appareil, il sera, par défaut, à deux barres de clignotement. Ceci est considéré comme un réglage bas, cependant, l'appareil reste allumé jusqu'à ce que vous appuyez de nouveau sur le bouton ON / OFF pour allumer l'appareil ou le mettre hors tension.

Coussin Chauffant Dr Clark - Manuel de l'Utilisateur

Chaleur:

Le contrôleur numérique vous permet d'**ajuster la chaleur** à une température qui vous est agréable. Il suffit d'appuyer sur le bouton (chaleur +) pour augmenter la température ou d'appuyer sur le bouton (chaleur -) pour abaisser la température.

Remarque: Ce coussin fonctionne un peu différemment des autres. Il a besoin d'être en contact avec votre corps afin d'atteindre la température désirée. En d'autres termes, le pavé ne chauffera pas à moins qu'il ne soit en contact avec n'importe quelle partie de votre corps.

Minuterie:

Le contrôleur numérique vous permet de régler la minuterie dans le but d'éteindre l'appareil automatiquement. En appuyant sur la touche (minuterie +) ou la touche (minuterie -) vous pouvez régler le temps d'exposition par tranches de 15 minutes. Le minuteur peut être réglé aussi longtemps que huit heures en une seule fois. Une fois que la minuterie aura parcouru tout son périple, il s'éteindra automatiquement.

Note: S'il vous plaît, débranchez l'unité de la source d'alimentation murale, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Utilisation

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les connexions sont bien établies.
- Avant chaque utilisation, branchez l'appareil à la prise murale, l'utilisation d'un protecteur de surtension est recommandée.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les fonctions du contrôleur numérique fonctionnent correctement.

Comment préparer le Coussin Chauffant à être utilisé:

Il est suggéré que vous vous installiez dans une position confortable, assis ou couché. Il est suggéré que vous placiez une petite serviette (pliée en deux) comme couche protectrice entre vous et les pierres. Il n'y a aucune perte d'efficacité si la chaleur doit traverser la couche de protection ou même à travers vos vêtements.

En d'autres termes, les pierres n'ont pas besoin d'être en contact avec votre peau pour être efficaces. Pour des raisons de sécurité, les pierres ne doivent pas toucher votre peau.

À quelle chaleur doit être réglé le coussin?

Selon l'épaisseur des couches de protection, vous aurez besoin d'ajuster la température à votre niveau de tolérance. La température ne devrait jamais être plus chaude que vous pouvez confortablement le supporter.

Où placer le coussin?

Le coussin doit être directement positionné sur la zone concernée. Souvenez-vous d'utiliser la couche protectrice comme rembourrage et protection pour vous et pour le coussin, afin de le garder propre.

Quel côté de la tablette devrait être en place?

Lorsque vous utilisez ce coussin, s'il vous plaît, ayez les pierres de jade en face de votre corps.

Comment utiliser le pad pour votre état?

Il n'y a pas de protocole spécifique pour toute personne individuelle utilisant un coussin chauffant pour un objectif spécifique. Cela dit, chacun réagit différemment à différentes modalités et il est suggéré que vous limitiez l'utilisation du pad à 20 minutes par séance pour les premières semaines pour voir comment vous tolérez la chaleur.

Une fois que vous êtes devenu à l'aise avec l'utilisation du coussin, vous pouvez commencer à l'utiliser pour de plus longues durées. S'il vous plaît, veuillez noter que plus longue est la durée d'exposition, moins la chaleur a besoin d'être élevée. Apprendre à adapter la chaleur à votre degré de tolérance sera un élément-clé pour atteindre des résultats optimaux.

DANGER: Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie et d'accident, CE produit doit être utilisé en accord avec les instructions suivantes. Lisez soigneusement toutes les instructions avant toute utilisation de l'appareil.

S'il vous plaît, lisez et prenez toutes les précautions requises

Instructions avant Utilisation. Conserver ces consignes.

- Ne pas utiliser pendant le sommeil ou en étant inconscient.
- Ne pas utiliser sur un nourrisson.
- Ne pas utiliser (pour une femme) si vous êtes enceinte ou vous pensez être enceinte.
- Ne pas utiliser si vous avez un implant, quel qu'il soit.
- Ne pas utiliser sur toute malignité.
- Toute personne avec un diabète, une circulation sanguine déficiente ou avec un handicap devrait consulter son médecin PH avant toute utilisation.
- Placer le coussin directement là où la chaleur est désirée. Notez que **des brûlures peuvent survenir indépendamment du réglage de la commande**. Vérifiez fréquemment l'état de la peau sous le coussin pour éviter les brûlures et les cloques.
- Ne pas utiliser dans un environnement enrichi en oxygène ou à proximité d'un équipement qui stocke ou émet de l'oxygène.
- Ne pas plier le coussin et ne placez pas des objets pesants dessus (ne pas plier de façon tranchée).
- Ne pas utiliser d'épingles, de clous, de vis, ou tous autres objets métalliques de fixation de ce coussin.
- Ne jamais tirer le coussin par le cordon d'alimentation électrique et ne jamais utiliser le cordon comme une poignée.
- Examiner soigneusement la couverture intérieure avant chaque utilisation. Jeter le coussin si la couverture intérieure montre des signes de détérioration tels que des cloques ou des fissures.
- **N'utilisez ce coussin que sur un réseau de 110-120 volts**. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en service.

Coussin Chauffant Dr Clark - Manuel de l'Utilisateur

- **Amérique du Nord:** Utiliser une prise de 110 volts. Pour utilisation en voiture, utiliser un **adaptateur universel pour voiture**.
- **Europe et autres pays:** Sortie connecteur utilisez une prise de **110/220 volts**. Pour utilisation en voiture, utiliser un **adaptateur universel pour voiture**.
- Ne pas utiliser ce coussin avec des crèmes, pommades ou onguents qui contiennent des ingrédients générateurs de chaleur. Des brûlures de la peau pourraient en résulter.
- Utilisez le Coussin chauffant partout où des applications chaudes sont souhaitables pour le confort personnel, et à chaque fois que recommandé par votre médecin pour le soulagement de la douleur.
- Gardez votre coussin dans son sac de transport ou dans un endroit sec et frais. Ne suspendez pas le coussin chauffant par son cordon d'alimentation.

Attention:

- Si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Toute opération de maintenance de ce coussin chauffant doit exclusivement être effectuée par du personnel Dr Clark autorisé.
- Ne jamais laisser, en toutes circonstances, l'appareil sans surveillance.
- Ne jamais utiliser ce produit directement sur des zones enflées ou enflammées de la peau.
- Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez d'une maladie physique qui limite - ou nuit à - votre capacité à opérer les contrôles requis.
- Cette unité ne doit pas être utilisée par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

FAQ - Questions Fréquemment Posées

Question: Quand devrais-je ressentir les résultats?

Beaucoup de personnes éprouvent un soulagement immédiat de la tension et de la douleur, tandis que certains ont plusieurs jours d'utilisation régulière de commencer à en ressentir les bénéfices. Les résultats varient et dépendent de vos conditions sous-jacentes et de la fréquence avec laquelle vous utilisez votre Coussin de Chauffage. Pour obtenir les résultats les plus rapides et les plus grands bénéfices, utilisez votre coussin de chauffage selon les directives et utilisez-le aussi souvent que possible.

Question: Le coussin chauffant est-il flexible? Peut-il être enroulé autour d'une partie du corps?

Oui. Le format du coussin est totalement flexible et il est fait de manière à s'adapter à une zone d'inconfort pour permettre le bénéfice de chauffage maximal et le soulagement de la douleur.

Question: Combien de temps dure le soulagement?

Chacun réagit différemment. En général, pour chaque heure d'utilisation de la thérapie efficace devrait durer jusqu'à une heure supplémentaire.

Question: Quel côté du coussin va vers la peau?

Les pierres de jade vont vers le corps.

Question: Puis-je l'utiliser à travers mes vêtements ou une couche de rembourrage?

Oui, en fait, il est conseillé pour vous d'utiliser une couche protectrice entre vous et le coussin. Il n'y a pas de diminution de l'efficacité avec l'utilisation d'une couche protectrice.

Question: Combien de temps puis-je utiliser le coussin?

Coussin Chauffant Dr Clark - Manuel de l'Utilisateur

Vous pouvez utiliser le coussin aussi souvent et aussi longtemps que vous le souhaitez. Beaucoup de clients aiment l'utiliser pour les aider à se détendre et soulager les douleurs tout au long de leur journée, tandis que d'autres souhaitent utiliser le coussin pour aider à accélérer le processus de guérison d'une blessure. Plus vous l'utilisez, et plus vous vous sentirez détendu et revitalisé. S'il vous plaît, pour les premières semaines d'utilisation, suivre les instructions d'utilisation.

Question: Y a-t-il un endroit spécifique ou une manière spécifique d'utiliser le coussin chauffant?

Pas vraiment, mais il est suggéré que vous installiez le coussin dans un endroit confortable (comme votre canapé ou lit pour dormir), où vous pouvez vous détendre et profiter au maximum de l'utilisation du produit. Le coussin peut être appliqué à n'importe quelle zone du corps, le mieux étant au plus proche de la zone concernée.

Question: Quelle est la meilleure température pour moi dans ma condition?

Chacun est différent et réagit différemment à la thérapie par la chaleur. Utilisez le bon sens au cours des premières semaines d'utilisation avec ce produit. Commencez lentement avec la température et le temps d'utilisation.

Une suggestion serait de commencer avec un tiers de la gamme de chaleur disponible pendant 20 minutes et d'observer la façon avec laquelle votre corps réagit à la thérapie, et ensuite ajuster en conséquence. Rappelez-vous que cette forme de thérapie entraîne votre corps à se détoxifier, ce qui signifie que, selon le niveau de toxicité, vous pourriez vous sentir étourdi ou nauséux. Un remède pour cette sensation est de boire de l'eau pour aider à expulser les toxines.

Garantie de 2 années

Si le produit s'avérait être défectueux, nous réparerons tout défaut ou choisirons de remplacer le produit ou toute partie de celui-ci, si les conditions suivantes sont remplies:

- L'appareil nous est envoyé dans les **deux ans** suivant l'achat.
- Le produit a été utilisé comme requis dans les instructions techniques et selon les consignes de sécurité figurant dans le présent manuel de l'utilisateur.
- Une copie de la facture est envoyée avec le produit.
- Les frais d'expédition à l'adresse de réparation incombent au client.

Renseignements à fournir pour l'exercice de la garantie

Nom :

Rue :

Code Postal :

Ville :

État :

E.mail

Téléphone :

S'il vous plaît, veuillez décrire le problème :

Coussin Chauffant Dr Clark - Manuel de l'Utilisateur

Date d'achat :

Signature :

S'il vous plaît, veuillez renseigner et signer le formulaire ci-dessus et envoyer une copie de cette page ainsi que l'appareil défectueux au Dr Clark Zentrum.

Adresses d'envoi pour l'exercice de la garantie.

Pour les USA:

Dr. Clark Research Association

5959 Shallowford Rd # 221

Chattanooga, TN 37421

USA

Pour l'Allemagne:

Dr Clark Zentrum AG

Postagentur

Heerstrasse 7

52538 Höngen

Allemagne

Pour la Suisse allemande:

Dr Clark Behandlungszentrum AG

Zieglerstrasse 44

3007 Bern

Suisse

Pour l'Europe, dont la France, la Suisse francophone et la Belgique:

DR CLARK ZENTRUM AG

c / o Rollaways System

Holtummerweg 3b

Box 120

6114ZJ SUSTEREN

Pays-Bas

Coussin Chauffant Dr Clark - Manuel de l'Utilisateur

Distributeur en France:

S.A.R.L. VIVRE NATUREL

Produits Dr Clark en France

Convenant Bourdeles

F-22450 Hengoat

Téléphone : (00 33) 02 96 38 47 08.

E.Mail : suivi.vivrenaturel@gmail.com

Sites Internet : <http://drclark-france.com> - <http://vivrenaturel.com>