

Le MagZapper Dr Clark

Manuel de l'Utilisateur

MagZapper
User Manual



Dr. Clark Research Association

8133 Engineer Rd., USA - San Diego, California 92111

Phone 1-800-220 3741, Fax 1-866-662 0086, Info@drclark.com, www.drclark.com

Le MagZapper Dr Clark

Manuel de l'Utilisateur

Introduction

En choisissant le **MagZapper** vous avez choisi un matériel de haute qualité et de haute performance. Merci pour la confiance ainsi manifestée et félicitations pour votre achat.

Le MagZapper est appareil professionnel à champs magnétiques pulsés. Il génère un puissant champ magnétique pulsé.

Important: Pour votre propre sécurité il est impératif de procéder en tenant compte des instructions figurant dans ce manuel. Par conséquent, assurez-vous de lire ce manuel soigneusement et en détails avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pourquoi utiliser le MagZapper?

Les champs magnétiques sont connus pour accroître notre bien-être et nous donner plus d'énergie. Ils nous revitalisent et nous relaxent, tout autant qu'ils ont un effet ré-énergisant.

Qu'est-ce qu'un champ magnétique pulsé?

En général, il existe deux sortes d'aimants. Les aimants permanents sont composés de métaux magnétiques et génèrent un champ magnétique statique. Ces sortes d'aimants ont existé depuis des centaines d'années en tant que pierres magnétiques.

Des bobines alimentées par de l'électricité créent aussi un champ magnétique, son intensité dépendant de l'ampérage. La puissance d'un champ magnétique est exprimée en Gauss ou en Tesla.

À l'intérieur du MagZapper il y a deux énormes condensateurs. Ce sont des composants électriques capables de stocker et relâcher rapidement de l'électricité. Le MagZapper charge les condensateurs et les décharge en une courte et forte impulsion à travers la bobine magnétique situé dans la tête de l'applicateur. L'électricité produit une courte mais puissante impulsion magnétique.

Le MagZapper atteint une intensité de champ magnétique de 6.000 Gauss (0,6 Tesla) à 0,2 Hz.

(1 impulsion toutes les 5 secondes). Il s'agit d'un très fort champ magnétique. À 1 Hz (1 impulsion par seconde).

L'appareil génère des impulsions de 2.400 Gauss (0,24 Tesla), donc 5 fois plus souvent. Ainsi, le plus grand champ magnétique est atteint à une lente fréquence, mais le produit de la force de l'impulsion multiplié par le temps est le plus grand à une basse fréquence.

Quel est l'arrière-plan historique et scientifique de la thérapie par les champs magnétiques?

Beaucoup d'anciennes civilisations avancées comprenant les Égyptiens, les Chinois, les Mayas, les Grecs et les Romains utilisaient le pouvoir du magnétisme. Des pierres métalliques magnétiques et des bâtons magnétiques étaient utilisés. Dans le même temps de nombreux effets ont été recherchés et clarifiés.

Sur www.pubmed.com (en anglais), vous pouvez en savoir plus sur les dernières recherches sur le sujet. Il existe plus de 6000 entrées sur ce sujet à l'adresse indiquée.

En quelles circonstances ne devrais-je pas utiliser le MagZapper? (Contre-indications)

L'appareil ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- Patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'autres implants électroniques,
- Grave maladie du cœur,
- Diabète,
- Épilepsie,
- Infections fongiques et bactériennes fiévreuses,
- Grossesse,
- Saignement aigu.

Quelle est la signification des éléments de contrôle? (Fig. 1)

- Le bouton Marche / Arrêt: Le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'appareil est allumé. (Fig. 1)
- Fonction Audio: Quand la fonction audio est activée, vous entendez un bip, chaque fois une impulsion magnétique est libérée. L'activation est indiquée par le voyant LED, comme le montre la Figure 1.
- Contrôleur: Ici, vous pouvez régler l'intensité du champ magnétique et la fréquence à laquelle le champ magnétique se forme lui-même. Plus rapidement le champ magnétique est produit, plus il devient faible.



Figure 2 - Bloc d'Alimentation externe



Figure 3 - Branchement de l'alimentation au sommet de l'appareil

Le MagZapper Dr Clark – Manuel de l'Utilisateur

2. Appuyez sur le bouton On / Off. Tous les voyants LED clignotent brièvement dans l'ordre pour montrer que le MagZapper est maintenant prêt à fonctionner.
3. Le voyant LED vert clignote pour indiquer qu'un champ magnétique est produit. Le voyant rouge clignote si un champ magnétique pulsé est libéré. Le voyant jaune indique si la fonction audio est activée.
4. Maintenir l'applicateur aussi proche que possible de l'endroit souhaité sur le corps.

Pour vous détendre ou équilibrer une zone, maintenez l'applicateur avec le côté N (N = Pôle Nord de l'aimant) directement sur la peau (voir Figure 4).



Figure 4 - Côté Pôle Nord de l'Applicateur

Pour stimuler une zone, appliquer le côté S (S = pôle Sud de l'aimant) de l'applicateur directement sur la peau (voir Figure 5).



Figure 5 – Côté Pôle Sud de l'Applicateur

5. Après un cycle de 20 minutes l'appareil émet un bip. Si vous désirez continuer, vous devez appuyer sur le bouton marche / arrêt dans les 20 secondes suivantes. Sinon le MagZapper est éteint automatiquement.
6. Si vous souhaitez éteindre l'appareil avant la fin du temps pour cela programmé, poussez le bouton marche / arrêt.

Vais-je ressentir quelque chose pendant l'application?

La plupart des gens ne ressentent rien de particulier, si ce n'est un léger échauffement, lors d'une application.

Parfois, une étincelle lumineuse peut survenir.

Combien de temps devrais-je utiliser MagZapper?

Utilisez le MagZapper quotidiennement. Commencez par 20 minutes par jour et augmentez progressivement jusqu'à atteindre 2 heures par jour. Une application régulière sur une longue période est à la base optimale pour de bons résultats.

Quelles sont les mesures d'accompagnement souhaitables?

Buvez de l'eau pure suffisamment.

Avertissement

Attention: L'appareil peut devenir chaud en cas d'utilisation prolongée. Faites une pause après 20 minutes pour refroidir l'unité.

Assurez-vous que vous ne placez pas la console près d'appareils sensibles aux champs magnétiques ou près de médias supports de données (ordinateurs, disques durs, etc.). Avant de commencer, retirez tous les objets magnétisés comme les cartes de crédit, etc., hors de la poche de pantalon ou de votre robe. Des matériaux délicats (par exemple, formules homéopathiques) pourraient également être modifiés.

Données techniques

1 s (1 Hz) = 2.400 Gauss

2 s (0.5 Hz) = 3.000 Gauss

3 s (0.33 Hz) = 3.600 Gauss

4 s (0.25 Hz) = 4.500 Gauss

5 s (0.2 Hz) = 6.000 Gauss

Taille de base de l'unité: 210 mm x 155 mm x 52 mm.

Taille de l'applicateur: 250 mm x 75 mm x 28 mm.

Force maximale de l'impulsion, mesurée avec l'instrument de mesure FW Gauss Bell / Tesla: 5180.

1 s (1 Hz) = 2,400 Gauss

2 s (0,5 Hz) = 3,000 Gauss

3 s (0,33 Hz) = 3.600 Gauss

4 s (0,25 Hz) = 4.500 Gauss

5 s (0,2 Hz) = 6.000 Gauss

Type de signal: Impulsion.

Gamme de fréquence: 0,2 Hz - 1 Hz.

Puissance d'alimentation: DC 12 x 1,7 = 22,4 W A.

Stockage

Le MagZapper est un appareil électronique. Conservez-le dans un endroit sec, sans variations de température intenses.

Nettoyage

Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.

Accessoires

Le MagZapper est fourni avec un sac de protection.

Consignes de sécurité

Important - S'il vous plaît, veuillez noter que le MagZapper n'est pas un appareil médical comme établi dans la loi sur les appareils médicaux.

Les utilisations de cet appareil ne peuvent pas être considérées comme une thérapie médicale orthodoxe.

Pour une telle thérapie, s'il vous plaît contactez un médecin ou un thérapeute. Comme stipulé dans la loi sur les dispositifs médicaux, aucune maladie n'est empêchée, prévenue, soignée ou soulagée et aucune activité physiologique n'est influencée. Pour tout cela, nous vous conseillons explicitement de contacter un médecin ou un thérapeute qualifié.

Le MagZapper est un appareil électronique. Il n'est pas un jouet. Gardez ce produit hors de portée des enfants. S'il n'est pas en cours d'utilisation, assurez-vous qu'il sera hors de portée des enfants et stocké dans un endroit sûr. Cela s'applique à tout équipement électronique. Cet appareil utilise l'électricité. Ne pas mettre l'appareil dehors et ne pas ouvrir le couvercle extérieur.

Avertissement:

L'appareil contient des condensateurs. S'il était ouvert, vous pourriez donc recevoir un choc électrique.

Pour nettoyer la surface, assurez-vous que l'appareil est débranché. Pour l'essuyer utilisez un chiffon sec et doux.

Empêchez l'appareil d'être en contact direct avec les liquides de toutes sortes.

Protégez-le de la pluie et des projections d'eau.

Si vous avez un problème avec le fonctionnement de cet appareil, s'il vous plaît, contactez-nous.

Garantie

Si le produit s'avérait être défectueux, nous réparerons tout défaut ou choisirons de remplacer le produit ou toute partie de celui-ci, si les conditions suivantes sont remplies:

- L'appareil nous est envoyé dans les **deux ans** suivant l'achat.
- Le produit a été utilisé comme requis dans les instructions techniques et selon les consignes de sécurité figurant dans le présent manuel de l'utilisateur.

- Une copie de la facture est envoyée avec le produit.
- Les frais d'expédition à l'adresse de réparation incombent au client.

Renseignements à fournir pour l'exercice de la garantie

Nom :

Rue :

Code Postal :

Ville :

État :

E.mail

Téléphone :

S'il vous plaît, veuillez décrire le problème :

Date d'achat :

Signature :

S'il vous plaît, veuillez renseigner et signer le formulaire ci-dessus et envoyer une copie de cette page ainsi que l'appareil défectueux au Dr Clark Zentrum.

Adresses d'envoi pour l'exercice de la garantie.

Pour les USA:

Dr. Clark Research Association

5959 Shallowford Rd # 221

Chattanooga, TN 37421

USA

Pour l'Allemagne:

Dr Clark Zentrum AG

Postagentur

Heerstrasse 7

52538 Höngen
Allemagne

Pour la Suisse allemande:

Dr Clark Behandlungszentrum AG
Zieglerstrasse 44
3007 Bern
Suisse

Pour l'Europe, dont la France, la Suisse francophone et la Belgique:

DR CLARK ZENTRUM AG
c / o Rollaways System
Holtummerweg 3b
Box 120
6114ZJ SUSTEREN
Pays-Bas

Distributeur en France:

S.A.R.L. VIVRE NATUREL

Produits Dr Clark en France
Convenant Bourdeles
F-22450 Hengoat

Téléphone : (00 33) 02 96 38 47 08.

E.Mail : suivi.vivrenaturel@gmail.com

Sites Internet : <http://drclark-france.com> - <http://vivrenaturel.com>